


DERMA
HOME




UNI&CORE

DERMA HOME

Guía DERMA HOME

Alltherma™

Basado en el mismo principio de RF de las clínicas dermatológicas, la energía de alta frecuencia de 1.000.000 Hz, que invierte su dirección un millón de veces por segundo, llega a las capas profundas de la piel. Un programa de cuidado RF de 10 niveles centrado en la flacidez de mejillas, mandíbula, contorno de ojos y labios.



Vídeo de uso (QR)

Nivel inicial 2-3

Duración 10 min

Escanee el código QR con la cámara para ver el vídeo de uso.

Zonas Rostro / Cuello / Hombros

Piel lisa y firme
desde el interior:
Tensado Potente

Ultrasonido

La energía de 800 kHz–1 MHz del cuidado dermatológico por ultrasonido vibra hasta un millón de veces por segundo y llega a lo más profundo de la piel. Estimula la producción de colágeno y elastina y trabaja de forma intensiva la firmeza y el contorno de mejillas, surcos nasogenianos y mandíbula.



Vídeo de uso (QR)

Nivel inicial 2–3

Duración 10 min

Escanee el código QR con la cámara para ver el vídeo de uso.

Zonas

Mandíbula / Surcos / Arrugas

Mejillas caídas,
surcos más marcados:
el ultrasonido devuelve
Firmeza y Contorno a la vez

Iontoforesis

El mismo principio de iontoforesis bidireccional de las clínicas dermatológicas. Limpia a fondo las impurezas del interior de los poros y hace penetrar los ingredientes ionizados hasta lo más profundo de la piel, con una absorción muy superior a la simple aplicación.



Vídeo de uso (QR)

Nivel inicial 2-3

Duración 10 min

Escanee el código QR con la cámara para ver el vídeo de uso.


Zonas Rostro / Cuello / Hombros

Tecnología avanzada para la Máxima Absorción la Respuesta Intuitiva




Pantalla de inicio

Toque la pantalla para pasar a la siguiente pantalla.



Selección de idioma

Seleccione el idioma que desee utilizar.




Selección de función

Toque la función que desee utilizar.



Aplicar el producto

Aplique en el rostro el producto UNI&CORE de su elección.



Ajustes de la función

Ajuste el tiempo y la intensidad con los botones y pulse START.



Rutina Lifting Reafirmante

Solución intensiva para elevar la piel flácida

- ① Aplique la crema UNI&CORE Deep Repair Nutrition en todo el rostro.
- ② Seleccione **RF**, ajuste intensidad 2-3 y 10 min, y pulse Start.
- ③ Deslice el cabezal hacia arriba por la mandíbula, desde debajo de la oreja.
- ④ Repita lo mismo en el otro lado de la mandíbula.
- ⑤ Deslice de abajo hacia arriba en las zonas con arrugas.



Rutina Antiedad Luminosa

Solución antiedad intensiva que maximiza la vitamina C

- ① Aplique la ampolla UNI&CORE Vita C 13.5 Whitening en todo el rostro.
- ② Sostenga el cabezal **Varilla (A)** con la mano libre y elija **Iontoforesis**.
- ③ Ajuste intensidad 2-3 y 10 min, y pulse Start.
- ④ Deslice suavemente el **Rodillo (B)** por el rostro, evitando los ojos.
- ⑤ Deslice suavemente la **Bola (C)** por las zonas curvas, evitando los ojos.
- ⑥ Termine aplicando la crema UNI&CORE Deep Repair Nutrition.



Rutina Cuidado Facial Total

El inicio del cuidado: solución integral para pieles con imperfecciones

- ① Aplique una capa gruesa de UNI&CORE Soothing Boosting Gel en todo el rostro.
- ② Seleccione **Ultrasonido**, ajuste intensidad 2 y 10 min, y pulse Start.
- ③ Deslice el cabezal lentamente en círculos sobre la capa de gel.
- ④ Continúe con los pasos 1-5 de la Rutina Antiedad Luminosa.
- ⑤ Termine aplicando la crema UNI&CORE Deep Repair Nutrition.
- ⑥ Masajee la mandíbula y los pómulos durante 1-2 minutos para finalizar.



¿Puedo usar el equipo directamente sobre la piel seca?

No lo recomendamos. Usar RF sobre la piel seca puede causar quemaduras o irritación. Sin un medio como el gel, el ultrasonido apenas transmite energía a la piel y pierde eficacia. Del mismo modo, la iontoforesis ioniza los ingredientes del producto para favorecer su absorción, por lo que sin producto no aporta ningún beneficio.

¿Puedo usarlo todos los días?

Recomendamos usar Alltherma (RF) y Ultrasonido como máximo 1-3 veces por semana. Si nota irritación durante el uso, reduzca la frecuencia.

¿Una intensidad mayor es más eficaz?

No necesariamente. La intensidad óptima varía según la persona; elija el nivel adecuado para su piel. Si siente calor o escozor, es mejor una intensidad más baja.

¿Qué productos debo usar con el equipo?

El equipo está diseñado para rendir al máximo con los productos UNI&CORE, como el UNI&CORE Soothing & Moist Care Boosting Gel. Se desarrolló junto con estos productos específicos, que además ofrecen prestaciones superiores a las de otras marcas.

Precauciones

1) No utilice el equipo si:

- * Padece una enfermedad infecciosa o una afección grave como cardiopatía, úlcera gástrica, enfermedad gástrica grave, úlcera duodenal, hipertensión, diabetes o ictus.
- * Está embarazada o en periodo de lactancia, tiene la menstruación o han pasado menos de 3 meses desde una cirugía.
- * Tiene fiebre de 38 °C o más.
- * Padece una cardiopatía, lleva marcapasos o implantes metálicos.
- * Padece hemofilia, herpes zóster, dermatitis atópica, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, enfermedad de Addison, etc.
- * Es mujer con un trastorno hemorrágico o una lesión, o lleva un dispositivo intrauterino (DIU).
- * Las mujeres embarazadas no deben manejar ni usar el equipo y deben mantenerse alejadas de él mientras funciona.
- * Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los menores no deben manejar el equipo.

2) Especificaciones

- * Registro CEM: R-R-BF80-BFLB683
- * Certificación de seguridad eléctrica: JD04028-14001D
- * Tensión nominal: CA 110V–250V / 50Hz–60Hz
- * Dimensiones / Peso: 29,5 cm (Al) × 29,5 cm (An) × 15,5 cm (Pr) / aprox. 10 kg
- * Fabricante / País de origen: BF Bio Co., Ltd. / República de Corea

3) Mantenimiento y seguridad

- * Compruebe que la alimentación coincide con la tensión nominal del equipo y use siempre una toma con conexión a tierra.
- * Compruebe la corriente máxima del cable de alimentación antes de usarlo para evitar incendios.
- * Si el enchufe queda flojo en la toma o se calienta, sustituya el cable de inmediato por uno de las mismas características: puede provocar un incendio.
- * No enrolle el cable alrededor de otros objetos, sobre todo con bordes afilados, ni coloque objetos pesados sobre el equipo.
- * Mantenga el cable alejado de fuentes de calor. Un cable desgastado puede causar incendios o descargas eléctricas.
- * No desenchufe el cable con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- * Si hay riesgo de tormenta eléctrica, desenchufe el equipo para evitar daños por rayos.
- * Si el cable está dañado o agrietado, sustitúyalo de inmediato por uno de las mismas características para evitar incendios eléctricos.
- * No use el equipo en condiciones inestables como inclinación, vibración o impactos.
- * Evite que entren agua u objetos extraños en el equipo. Si ocurre, contacte de inmediato con su distribuidor.
- * Evite los siguientes entornos: luz solar directa, altas temperaturas y humedad, vibraciones, superficies inclinadas, fuentes de sobretensiones electromagnéticas, zonas de almacenamiento de productos químicos, gases corrosivos, etc.
- * Para evitar interferencias y fallos, no lo use cerca de radios, televisores o fotocopadoras.
- * Para evitar daños, nunca desconecte las piezas de mano con el equipo encendido.

Garantía

Este producto se ha fabricado bajo un estricto control de calidad y cuenta con certificación de seguridad conforme a la normativa coreana de seguridad de aparatos eléctricos.

En caso de avería, el servicio posventa se presta según las condiciones siguientes.

- * Si la unidad principal falla con un uso normal según el manual, la reparación es gratuita durante 1 año desde la fecha de compra.

Todos los accesorios son consumibles y pueden conllevar costes de reparación.

- * Incluso dentro del periodo de garantía, los daños por negligencia del usuario (caídas, desmontaje no autorizado, mal uso, etc.) o por accidentes (incendio, inundación, catástrofe natural, etc.) se repararán con cargo.

- * Para solicitar una reparación, presente esta garantía y contacte con el punto de venta o nuestro centro de servicio (vía KakaoTalk).

Producto			Modelo	
Dirección de instalación				
Distribuidor			Fecha de compra	
Cliente	Nombre			Teléfono
	Dirección			