


DERMA
HOME



UNI&CORE


DERMA HOME

DERMA HOME 使用指南

Alltherma™

采用皮肤科射频治疗所用的 RF 原理，
每秒变换方向 100 万次的 1,000,000Hz 高频能量
将能量传递至肌肤深层。

针对脸颊、下颌线、眼周与口周松弛的
10 级射频护理。



使用方法视频 QR

建议起始强度 2-3

建议时间 10分钟

请用手机相机扫描二维码，
观看功能使用方法。

使用部位 面部 / 颈部 / 肩部

从肌肤内部开始
光滑、紧致，
强效提拉紧致

超声波

皮肤科超声波护理所用的 800kHz~1MHz 能量，
每秒最高振动 100 万次，传递至肌肤深层。
促进胶原蛋白与弹性蛋白生成，
集中改善脸颊、法令纹、下颌等部位的弹力与轮廓。



使用方法视频 QR

建议起始强度 2-3

建议时间 10分钟

请用手机相机扫描二维码，
观看功能使用方法。

使用部位 下颌 / 法令纹 / 深层皱纹

松弛的脸颊
加深的法令纹，
超声波让
弹力与轮廓同步提升

离子导入

沿用皮肤科双向离子导入原理。
深层清洁毛孔内的污垢，
将离子化的产品成分集中导入肌肤深层，
吸收率远超单纯涂抹。



使用方法视频 QR

建议起始强度 2-3

建议时间 10分钟

请用手机相机扫描二维码，
观看功能使用方法。


使用部位 面部 / 颈部 / 肩部

差异化技术
成分吸收力最大化
肌肤烦恼的直观解答




初始画面

触摸屏幕
进入下一画面。



语言选择画面

请选择
您要使用的语言。




功能选择画面

触摸选择
您要使用的功能。



使用护理产品

将您要使用的 UNI&CORE 产品
涂抹于面部。



功能详细画面

通过按钮设置使用时间
与强度后开始。

弹力提拉流程

重新提拉松弛肌肤的集中方案

- ① 将 UNI&CORE Deep Repair Nutrition 面霜涂抹于整个面部。
- ② 选择 RF 射频 功能，设置强度 2~3、时间 10 分钟后按下开始键。
- ③ 用机头从耳下、下颌下方向上均匀提拉下颌。
- ④ 另一侧下颌重复相同动作。
- ⑤ 在有皱纹困扰的部位由下向上提拉。



光采抗衰流程

最大化维生素 C 功效的逆龄集中方案

- ① 将 UNI&CORE Vita C 13.5 美白安瓶涂抹于整个面部。
- ② 用非惯用手握住 棒形 (A) 机头，选择 离子导入 功能。
- ③ 设置强度 2~3、时间 10 分钟后按下开始键。
- ④ 用 滚轮形 (B) 机头轻柔滑动除眼周以外的所有部位。
- ⑤ 用 球形 (C) 机头再次轻柔滑动除眼周以外的曲线部位。
- ⑥ 结束后涂抹 UNI&CORE Deep Repair Nutrition 面霜收尾。



面部全效护理流程

护理的开始，肌肤问题综合护理方案

- ① 将 UNI&CORE Soothing Boosting 凝胶厚涂于整个面部，形成一层凝胶。
- ② 选择 超声波 功能，设置强度 2、时间 10 分钟后按下开始键。
- ③ 在凝胶层上用机头画圈缓慢按摩。
- ④ 接着进行光采抗衰流程的第 1~5 步。
- ⑤ 结束后涂抹 UNI&CORE Deep Repair Nutrition 面霜。
- ⑥ 按摩下颌线与颧骨线 1~2 分钟后收尾。



可以直接在裸肤上使用吗？

不建议。RF 射频在干燥肌肤上使用可能造成烫伤或刺激。超声波若不搭配凝胶等介质，能量几乎无法传递至肌肤，效果不佳。同样，离子导入是将护肤品成分离子化以促进吸收的功能，不涂抹产品则无法发挥功效。

可以每天使用吗？

Alltherma (RF 射频) 与超声波建议每周使用不超过 1~3 次，使用中若肌肤出现刺激，请减少使用频率。

提高输出强度效果会更好吗？

不一定。每位使用者的最佳输出设置不同，请选择适合自己肌肤的强度。若感到发热或刺痛，较低的强度更合适。

应该搭配哪些产品使用？

本设备专为搭配 UNI&CORE 自有护肤产品（如 UNI&CORE Soothing & Moist Care Boosting 凝胶）而设计，可发挥最佳性能。设备与专用产品共同研发，且专用产品的规格也高于其他品牌。

注意事项

1) 禁止使用对象

- * 患有传染性疾病，或心脏病、胃溃疡、严重胃病、十二指肠溃疡、高血压、糖尿病、脑梗等重症疾病者。
- * 孕妇、哺乳期女性、经期女性，或术后未满 3 个月者。
- * 体温 38 度以上的发热者。
- * 患有心脏病、装有心脏起搏器或金属植入物者。
- * 患有血友病、带状疱疹、特应性皮炎、系统性红斑狼疮、系统性硬化症、艾迪生病等者。
- * 患有出血性疾病或有外伤的女性，以及宫内放置避孕器的女性。
- * 孕妇禁止操作及使用本设备，设备运行时务必远离。
- * 请置于儿童触及不到之处，未成年人请勿操作设备。

2) 产品规格

- * 电磁兼容注册：R-R-BF80-BFLB683
- * 电气用品安全认证：JD04028-14001D
- * 额定电压：AC 110V~250V / 50Hz~60Hz
- * 尺寸 / 重量：29.5cm(高) × 29.5cm(宽) × 15.5cm(深) / 约 10kg
- * 制造商 / 制造国：BF Bio Co., Ltd. / 韩国

3) 维护及注意事项

- * 请确认电源电压与本设备额定电压一致，并务必使用带接地的电源插座。
- * 使用前请确认电源线的最大电流负荷，以免引发火灾。
- * 若插头插入插座后松动或插头温度升高，请立即更换为同规格电源线，否则可能引发火灾。
- * 请勿将电源线缠绕在其他物品（尤其是有尖锐棱角物品）上，也请勿在设备上放置重物。
- * 请勿使电源线靠近发热体。电源线老化可能引发火灾或触电。
- * 为防止触电，请勿用湿手拔插电源线。
- * 为防止雷击事故，有雷击风险时请拔下设备电源线。
- * 若发现电源线破损或开裂，为防止电气火灾，请立即更换为同规格电源线。
- * 请勿在倾斜、振动、冲击等不稳定环境中使用设备。
- * 请勿让水或异物进入设备内部，如有发现请立即联系购买处。
- * 请避免在以下环境中使用：阳光直射处、高温潮湿处、有振动或倾斜处、产生电磁冲击电压的场所、化学药品存放处、腐蚀性气体泄漏处等。
- * 为防止设备间相互干扰引起误操作，请勿在收音机、电视、复印机附近使用。
- * 为防止损坏，设备通电状态下切勿拔出手持机头。

质量保证书

本产品经严格的质量管理，并依据韩国电气用品安全管理规定取得安全认证后制造。

本产品发生故障时，可按以下保修内容享受售后服务。

- * 按照使用说明书正常使用的情况下，若产品主机发生故障，自购买之日起 1 年内可享受免费售后服务。

所有配件均为消耗品，可能产生维修费用。

- * 即使在保修期内，因消费者过失（跌落、擅自拆解、操作不当等）或事故（火灾、水灾、自然灾害等）造成的损坏，将收费维修。

- * 申请维修时，请务必出示保证书，并联系购买处或本公司售后服务中心（请通过KakaoTalk咨询）。

产品名称			型号	
安装地址				
销售店			购买日期	
客户信息	姓名		电话号码	
	地址			