


DERMA
HOME



UNI&CORE

DERMA HOME

더마홈 가이드북

올써마™

피부와 고주파 시술에 쓰이는 RF 원리로
초당 100만 번 방향을 바꾸는 1,000,000Hz 고주파 에너지가
피부 속까지 에너지를 전달합니다.

윤곽, 턱 라인, 눈가와 입가의 처짐에 집중하는
10단계 고주파 케어.



사용법 영상 QR

추천 시작강도 2-3

추천시간 10분

카메라로 QR 코드를 촬영해
기능 사용법을 확인하세요.

사용부위 얼굴 / 턱 / 어깨

피부의 안쪽부터
매끈하게, 쫄쫄하게
쫉 펴주는 강력 타이팅닝

울트라소닉

피부와 초음파 관리에 쓰이는 원리로 800kHz~1MHz 에너지가
초당 최대 100만 번 진동하며 피부 속 깊은 곳까지 전달됩니다.

콜라겐과 엘라스틴의 생성을 촉진하고 처진 볼 라인과 팔자,
턱 등 고민 부위의 탄력과 볼륨을 집중 관리합니다.



사용법 영상 QR

추천 시작강도 2-3

추천시간 10분

카메라로 QR 코드를 촬영해
기능 사용법을 확인하세요.

사용부위 볼 / 팔자주름 / 깊은주름

처진 볼 라인
깊어진 팔자 주름,
울트라소닉으로
탄력과 볼륨을 동시에

이온토포레시스

피부와 2-WAY 이온토포레시스 원리 그대로.
모공 속 노폐물을 깨끗하게 세정하고,
피부 깊은 곳부터 집중적으로 이온화된 제품 성분을 침투시켜
바르는 것보다 압도적인 흡수율을 보여줍니다.



사용법 영상 QR

추천 시작강도 2-3

추천시간 10분

카메라로 QR 코드를 촬영해
기능 사용법을 확인하세요.

사용부위 얼굴 / 목 / 어깨

차별화된 기술로
성분 흡수력 극대화
피부 고민의 직관적 해답




초기 화면

화면을 터치하여
다음 화면으로 넘어가세요.



언어선택 화면

언어를 한국어 (KOREAN)
로 선택하세요.




기능 선택 화면

사용하고자 하는 기능을
터치하여 선택하세요.



케어제품 사용

사용하고자 하는 유니앤코어
제품을 얼굴에 발라줍니다.



기능 세부 화면

버튼을 조작하여 사용 시간과
강도를 조작하여 시작합니다.

탄력 리프팅 루틴 **RF 고주파**

처진 피부를 다시 끌어올릴 집중 솔루션

- ① 유니앰코어 딥 리페어 뉴트리션 크림을 얼굴 전체에 발라줍니다.
- ② **RF 고주파** 기능에서 강도 2~3, 시간 10분으로 설정 후 시작 버튼을 누릅니다.
- ③ 기기의 헤드로 귀 밑 턱 아래에서 윗 방향으로 턱을 골고루 쓸어 올려줍니다.
- ④ 반대편 턱 부위도 똑같이 반복합니다.
- ⑤ 주름이 고민인 부위를 아래서 위로 쓸어 올려줍니다.



광채 안티에이징 루틴 **이온토포레시스**

비타민C의 효능을 극대화한 역노화 집중 솔루션

- ① 유니앰코어 비타C 13.5 화이트닝 앰플을 얼굴 전체에 발라줍니다.
- ② **막대형(A)** 기기를 비사용 손에 쥐고, **이온토포레시스** 기능을 선택합니다.
- ③ 강도는 2~3, 시간은 10분으로 설정한 후 시작 버튼을 누릅니다.
- ④ **롤러형(B)** 기기로 눈가를 제외한 모든 부분을 부드럽게 밀어줍니다.
- ⑤ **볼형(C)** 기기로 눈가를 제외한 굴곡진 부위를 다시 부드럽게 밀어줍니다.
- ⑥ 끝나면 유니앰코어 딥 리페어 뉴트리션 크림을 발라 마무리합니다.



페이스 올케어 루틴 **울트라소닉 & 이온토포레시스**

관리의 시작, 피부 트러블 종합 케어 솔루션

- ① 유니앰코어 수딩 부스팅 젤을 얼굴 전체에 층이 생기도록 두껍게 발라줍니다.
- ② **울트라소닉** 기능에서 강도 2, 시간 10분으로 설정한 후 시작 버튼을 누릅니다.
- ③ 젤 층 위에서 기기로 원을 그리며 천천히 문지릅니다.
- ④ **광채 안티에이징 루틴**의 1~5번을 시작합니다.
- ⑤ 끝나면 유니앰코어 딥 리페어 뉴트리션 크림을 발라줍니다.
- ⑥ 턱선과 광대 라인을 1~2분 가량 마사지하고 마무리합니다.



기기를 맨 피부에 바로 사용해도 될까요?

권장하지 않습니다. RF 고주파는 마른 피부에 사용하면 화상이나 자극 위험이 있습니다. 초음파는 젤과 같은 매개 제품과 사용하지 않으면 에너지가 피부로 거의 전달되지 않아 효과가 없습니다. 마찬가지로 이온토포레시스는 스킨케어 제품의 성분을 이온화해 흡수시키는 기능이기 때문에 제품을 바르지 않으면 기능의 효과를 사용할 수 없습니다.

매일 써도 되나요?

울써마(RF고주파)와 울트라소닉은 주 1~3회 이내를 권장드리며, 사용 중 피부에 자극이 있는 경우 사용 빈도를 조절해주세요.

출력을 높이면 효과가 더 좋나요?

꼭 그렇진 않습니다. 사용자마다 최적의 출력 세팅이 다르기에, 본인 피부에 맞는 세팅을 맞춰 사용하시면 됩니다. 뜨겁거나 따갑다고 느껴진다면 낮은 수준의 출력이 좋습니다.

어떤 제품을 같이 써야 하나요?

해당 기기는 유니앰코어 수딩 앤 모이스트 케어 부스팅 젤과 같은 유니앰코어 자사의 라운지 / 스킨케어 제품과 함께 사용했을 때 최고의 성능을 느껴보실 수 있도록 설계되었습니다. 전용 제품과 함께 설계되었으며, 전용 제품의 성능 또한 타사 제품 대비 높은 스펙을 자랑하기 때문입니다.

주의사항

- 1) 사용금지 대상
- * 전염성 질환을 앓거나 심장질환, 위궤양, 중증위질환, 심이지장궤양, 고혈압, 당뇨병, 뇌경색 등 중증질환을 앓고 있는 사람.
 - * 임신부, 수유부, 월경 중인 여성 또는 수술 후 3개월 미만인 사람.
 - * 체온이 38도 이상의 고열인 사람.
 - * 심장병이 있거나, 심장박동기, 금속판막 삽입술을 받은 환자.
 - * 혈관종, 대상포진, 모낭성 여드름, 전신성홍반성루푸스, 전신성경화증, 애디슨병 등 경우.
 - * 출혈성 질환이나 외상, 자궁내 피임장치 시술을 받은 여성.
 - * 임신부는 기기 조작 및 사용을 금지하고 기기를 작동시킨 후에는 반드시 멀리해야 합니다.
 - * 어린이 손에 닿지 않게 보관하고, 미성년자는 기기작동을 하지 마십시오.

- 2) 제품사양
- * 전자파 적합등록 : R-R-BF80-BFLB683
 - * 전기용품 안전인증 : JD04028-14001D
 - * 정격전압 : AC 110V~250V / 50Hz~60Hz
 - * 크기/ 무게: 29.5Cm(H) X 29.5Cm(W) X15.5Cm(D) /약 10Kg
 - * 제조자/ 제조국: (주)비에프바이오 / 대한민국

- 3) 유지 및 주의사항
- * 전원전압이 본 기기의 전압규격과 일치하는지 확인하고, 반드시 접지선이 있는 전원 콘센트를 사용하십시오.
 - * 사용 전 전원코드의 최대 전류부하를 확인하여 화재를 일으키지 않도록 유의하십시오.
 - * 전원코드는 콘센트에 접촉이 잘 되도록 꽂으시고 헐거워지거나 온도가 상승하는 현상이 발견되면 동종 규격의 전원코드로 즉시 교환하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
 - * 전원코드를 다른 물건, 특히 날카로운 모서리가 있는 물건에 감아 걸어서는 안되며, 기기 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
 - * 전원코드를 발열체에 너무 가까이 두지 마십시오. 전원코드의 노화, 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - * 감전사고를 방지하기 위하여 젖은 손으로 코드를 뽑지 마십시오.
 - * 낙뢰사고를 방지하기 위하여 낙뢰가 발생할 우려가 있을 때에는 기기의 전원스위치를 끄고 전원코드를 뽑아 주십시오.
 - * 전원코드의 파손이나 균열이 발견되면 감전화재를 방지하기 위하여 동종 규격의 전원코드로 즉시 교체하십시오.
 - * 기울기, 진동, 충격 등 불안정한 환경에서는 기기를 사용하지 마십시오.
 - * 기기 내부에 물이나 이물질이 들어가서는 안되며, 발견될 경우 즉시 구입처에 연락하십시오.
 - * 다음과 같은 환경에서의 사용을 피하십시오:
직사광선 비치는 곳, 고온 다습한 곳, 진동, 경사가 있는 곳, 전자파 충격전압 발생장소, 화학약품 보관장소, 부식성 가스 노출 장소 등.
 - * 기기 간의 상호 간섭을 방지하고 오작동을 일으킬 수 있으므로 라디오, TV, 복사기등 근처에서 사용하지 마십시오.
 - * 파손방지를 위해 기기의 전원이 켜진 상태에서는 절대 핸들 기구를 뽑지 마십시오.

품질보증서

- 본 제품은 철저한 품질관리 및 한국전기용품 안전관리 규정에 의거 안전인증을 받고 제조된 제품입니다.
- 본 제품의 고장발생 시 아래의 보증 내용에 따라 A/S를 받을 수 있습니다.
- * 본 제품의 사용설명서 내용에 따라 정상적으로 사용한 상태에서 제품의 본체에 고장이 발생한 경우 구입한 날로부터 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다. 모든 악세서리는 소모품이므로 수리비용이 발생할 수 있습니다.
 - * 보증기간 이내라도 소비자의 과실(떨어뜨림, 임의 분해, 취급부주의 등)이나 사고(화재, 수해, 천재지변 등)로 인한 경우에는 유상으로 수리해 드립니다.
 - * 수리를 요할 때에는 보증서를 반드시 제시하시고 구입처나 당사 A/S센터(02-571-0113)에 수리를 의뢰하여 주시길 바랍니다.

제 품 명			모 델 명	
설 치 주 소				
판 매 점			구입일자	
고 객 정 보	성 명		전화번호	
	주 소			

디바이스와 함께 사용하면 좋은 SKINCARE

DERMA HOME



카메라로 QR 코드를 촬영해
제품 정보를 확인하세요.



딥 리페어 액티베이팅 뉴트리션 크림 30 ml

Deep Repair Activating Nutrition Cream

강력한 유효성분과 피부 흡수력이 높은 제형의
리얼 피부 탄력 크림

식물성 레티놀로 알려진 비쿠치올과 하이드롤라이즈드 엘라스틴이
피부 탄력을 되찾아주고, 강력한 유효성분으로 한층 더 탄력있고
광채 넘치는 피부를 선사합니다.

비타 씨 13.5 수퍼 화이트닝 앰플 30 g

Vita C 13.5 Super Whitening Ampoule

살아있는 진짜 순수 비타민 C 13.5%가 함유된
7일 미백 기능성 앰플

독자적인 이중 레이어 공법으로 안정화된 13.5% 순수 비타민C*와
강력한 항산화 효과로 단 7일** 만에 피부 깊은 곳부터
빛나는 광채 피부를 선사합니다.

*아스코빅애씨드 **인체적용시험완료

비타 씨 수퍼 브라이트닝 마스크 5매

Vita C Super Brightening Mask 5ea

살아 있는 진짜 순수 비타민 C 2%가 함유된
리얼 피부 광채 미백 마스크

순수 비타민 C* 2%와 강력한 보습 및 진정 성분을 워터세이프 공법의
100% 텐셀 시트에 담아 피부 깊숙이 빠르게 전달,
피부 본연의 빛을 끌어올려 숨겨진 광채를 되찾아줍니다.

*아스코빅애씨드

수딩 앤 모이스트 케어 부스팅 젤 250 ml

Soothing&Moist Care Boosting gel 250 ml

식물성 특허 성분의 촉촉한 젤 텍스처로
스킨 부스팅 케어

풍부한 자연 유래 식물성 보습 성분인 'NebaNeba Complex'가
촉촉한 수분과 풍부한 영양을 피부에 선사해 주고,
고농축 젤 타입으로 끈적임 없이 매끄럽게 피부를 감싸주고 동시에
더마10 핸들 무빙을 더욱 극대화 시켜
효과적인 디바이스 케어를 선사해줍니다.

쫀쫀한 텍스처 + 산뜻한 발림성 + 촉촉한 수분 선사

